

## 添付文書改訂のお知らせ

### グッドテックカテーテルイントロデューサー

謹啓 平素より弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。  
「グッドテックカテーテルイントロデューサー」の添付文書の改訂について、お知らせいたします。

記

#### ■製品概要

販売名	グッドテックカテーテルイントロデューサー
一般的名称	心臓用カテーテルイントロデューサーキット
承認番号	20700BZZ00518000

#### ■改訂内容

現行添付文書(第12版)	改訂添付文書(第13版)
【形状・構造及び原理等】 (9) オブチュレータ  <材質> ナイロン系樹脂	【形状・構造及び原理等】 (削除)
【使用方法等】 (11) 血管用カテーテル等の手技後、術後経過確認の為にシースを留置したままにする場合には、シースチューブ屈折防止の目的でオブチュレータ（オプション）をシース内に挿入する。また、シースについている三方活栓のルアーロック部分の汚染を防止するためには、ルアーキャップ（別途）を取り付ける。	【使用方法等】 (11) 血管用カテーテル等の手技後、術後経過確認の為にシースを留置したままにする場合に、シースについている三方活栓のルアーロック部分の汚染を防止するためには、ルアーキャップ（別途）を取り付ける。

#### ■改訂理由

構成部品であるオブチュレータの同梱を廃止しているため、記載整備を行いました。

#### ■改訂時期

2022年3月1日製造所出荷分以降  
しばらくの間、新旧の添付文書が混在して流通いたしますが、ご了承ください。

#### ■PMDA ホームページへの掲載情報

専用アプリケーション「添文ナビ」をご利用いただき、下記の代表品番バーコードを読み取っていただくと PMDA ホームページに掲載した電子化した添付文書を閲覧いただけます。  
また、添付文書情報は当社ホームページでも公開していますのでダウンロードして印刷可能です。

代表品番：GP40IAD  
GS1-128 バーコード：

